

ITSELIIMAUTUVAT ELEKTRODIT - KÄYTTÖOHJE

Puhdista iho kostealla liinalla. Ota elektrodit pussista ja liitä kaapelit elektrodeihin. Irrota elektrodit alusmuovista. Kostuta liimapuoli muutamalla vesipisaralla ja anna veden imeytyä. Aseta elektrodit iholle. Hoidon jälkeen laita elektrodit alustalle ja sulje pussi. Käytetään vain terveellä iholla.

5x5cm



Puhdista iho kostealla liinalla.
Ota elektrodit pussista ja liitä kaapelit elektrodeihin.
Irrota elektrodit alusmuovista.
Kostuta liimapuoli muutamalla vesipisaralla ja anna veden imeytyä.
Aseta elektrodit iholle.
Hoidon jälkeen laita elektrodit alustalle ja sulje pussi.
Käytetään vain terveellä iholla.

5x9cm

