

KIVUNHOITON ULTIMA IF 4160 Interferenssi hoitolaite



www.polentia.fi



6 TEHOKASTA OHJELMAA

TEHOKASHOITO

INTERFERENSSI TERAPIA VÄHENTÄÄ TULEHDUSTA JA LIVEITTÄÄ TEHOKKAASTI KIPUA VAIKUTTAEN SYVÄLLE KUDOKSIIN

IF 4160

SISÄLTÄÄ VIIMEISTÄ TEKOLOGIAA MIKÄ TEKEE SIITÄ HELPPOKÄYTTÖISEN KOTONA JA SE TÄYTTÄÄ MYÖS AMMATTIMAISET VAATIMUKSET

AJAN VOI SÄÄTÄÄ

VAPAAKSI 15, 30,45 TAI 60MIN AJAKSI

Technical Specifications		Prog	Output	Hz	Cycle
Waveform	Sine carrier 4000Hz	A	Constant	1-160	
Intensity	60mA peak to peak	B	Sweep	2-10	12s
Frequency Hz	1 160	C	Sweep	2-100	20s
Preset Programmes	4 presets 2 manual settings	D	Sweep	Set to +200%	12s
Batteries	Internal rechargeable, 3 hours operation	E	Abrupt	Set to +200%	2s
Treatment Timer	15, 30, 45, 60 minutes	F	Abrupt	Set to +200%	12s