


TNS-laite KIVUN LIEVITYKSEEN -koti tai ammattikäyttöön-



Neurotrack NT3

TNS-laite

- Sopii kaikenlaiseen kivun lievitykseen
- Sisältää 2 kanavaa ja on digitaalinen
- Siinä on 12 valmista ohjelmaa ja sitä on helppo käyttää

Käyttäjä ystävällinen, pieni, kevyt ja luotettava

TNS:ää voidaan käyttää seuraavissa

Nivelkivut	Selkäkipu
Leikkauksen jälkeinen kipu	Jalka kipu
Noidannuoli	Nivelkipu
Urheluvammat	Olkapään kivut
Aavekipu	Niska kipu
Rangan kiput	Vatsa kipu
Päänsärky	Hammas kipu
Jalka kivut	Lihassäryt
Krooninen kipu	Neuralgia
Whiplash	
Reuma kivut	

Tekniset tiedot

- kaksi-kanavainen digitaalinen laite
- sisältää 12 valmista ohjelmaa sisältäen burst, modulaatio ja conventionaaliset ohjelmat
- ajan voi säätää neljäksi tunniksi
- taajuuden säädöt 2-200Hz,
- pulsin pituuden säätö 50uS-300uS
- lukitus mahdollisuus
- automaattinen sammuminen jos virta päällä yli 4min eivätkä elektrodit ole kiinni.

HOITOPROKOLLAT

JATKUVA CONVENTIONAALINEN TENS

Tämän taajuuden voi valita 2Hz-200Hz väliltä joissa pulssin pituudet voi valita 50uS- 300uS väliltä. Suosituin on 80Hz taajuus ja 200uS impussin pituus.

BURST

Tämä on vaihteleva matalataajuinen TENS ,jossa jokaisessa plussissa (200uS) on jaksottaisesti 9 korkeataajuista (150Hz) impussia. Se on yhdistelmä matalataajuisesta ja conventionaalisesta(jatkuvasta) tensistä. Sitä käytetään myös akupunktio tensinä.

VAIHELEVA MODULOITU

Taajuus on suunniteltu estämään hermojen tottumista virtaan. Siinä taajuus ja impussin pituus vaihtelevat syklisesti.

LAITE SISÄTTÄÄ:

- *Kovan säilytyslaukun
- *4 elektroodia
- *2 johtoa
- *1 batterin
- *käyttöohjeen



www.polentia.fi