

# KIVUNHOITON itouch easy tens



## TNS KIVUNHOITOLAITE Tenscarelta

- I-touch easy on helpokäyttöinen kivunhoitolaite koti- ja ammattikäyttöön
- 2-kanavaa/ 2 hoitoaluetta
- helppo käyttää
- 8 valmista ohjelmaa

Prog	Output	Hz	μS
A	Constant	110	50
B	Constant	4	200
C	Burst 2Hz	100	100
D	Constant	10	200
E	Constant	110	200
F	Modulated SD	110	50-250
G	Modulated	20-110	200
H	Han	2/110	200/50

Technical Specifications	
Waveform	Asymmetric Biphasic, net zero DC.
Intensity	0-70mA in steps of 0.5mA Constant current over 500-1500 Ohm
Frequency Hz	1 - 150
Pulse Width	50-250 in steps of 50μS
Preset Programmes	8 presets
Memory	Returns to last programme used and 75% of last intensity
Doctor Locking	Lock / Unlock programme
Batteries	2x AA alkaline or rechargeable
Treatment Timer	15, 30, 45, 60 minutes



[www.polentia.fi](http://www.polentia.fi)