

INKOTINENSSIN hoitoon itouch Sure tens



INKONTINESSIN HOITOON
virtsa- ja
ulosteinkontinensissa

- I-touch sure on helppokäyttöinen laite koti- ja ammttikäyttöön
- Elektrodina käytetään vagina tai peräsuolielektrodia. Mukana tulee emätin elektrodi Peräsuolielektrodi tilataan erikseen.

Helppo käyttää 4:n valmiin ohjelman vuoksi

OHJELMAT

- PONNISTUSINKO: 50Hz, 300 uS, 5/10 s, 20 mins
- TIHEÄVIRTSAISUUS: 10 Hz, 200 uS, 5/10 s, 20 mins.
- SEKAMUOTOINEN: 20Hz, 250 uS, 5/10 s, 20 mins
- LIHAKSET: 35Hz, 250 uS, 3/6 s, 20 mins

TEKNISET TIEDOT:

Maximi intensiteetti 100mA jatkoa taajuus
Yli 500-1500 Ohmia yhdellä kanavalla

Impulssimuoto asymmetrinen suorakulma

Virta batterilla 2xAA Alkaline tai 2 x AA
NiMH

Säädettävä ajastin 10, 20, 30 45, 60, 90 min

Paino 90 gms ilman battereita

Mitat 110 x 53 x 30mm



www.polentia.fi